高研式気管カニューレ

- ▶ パイプは痰が付きにくいフッ素樹脂製です。
- フレームには柔らかなシリコーンを使用しています。
- ▶ フレームを左右45°程度まで回転させることができます。

出同体田医癖機器

承認番号 14500BZZ00012000 単回使用気管切開チューブ 管理医療機器(クラスⅡ)

単管

●側孔や内筒のないベーシックなタイプです。

■ 仕様					単位mm
製品番号	外径	内径	長さ	А	角度θ (°)
#3625	5	4	46	50	95
#3626	6	5	49	55	87
#3627	7	6	52	59	82
#3628	8	7	52	60	84
#3629	9	8	54	62	97
#3630	10	9	59	68	91
#3631	11	10	59	69	91
#3632	12	11	60	71	93
#3633	13	12	66	78	86
				Ann 10	+ AM 64 . 4 -1- 1895


包装単位:1本/箱



■ JANコード

#3625	4987720036259	#3630	4987720036303
#3626	4987720036266	#3631	4987720036310
#3627	4987720036273	#3632	4987720036327
#3628	4987720036280	#3633	4987720036334
#3629	4987720036297		






●内筒が付属していますので痰が多い患者向きです。

■ 仕様								単位mm
製品番号	外径	内径	内筒 内径	長さ	А	В	С	角度 θ (°)
#3636	6	5	3	49	55	26	3.0×4.5	87
#3637	7	6	4	52	59	28	3.5×5.0	82
#3638	8	7	5	52	60	28	3.5×5.5	84
#3639	9	8	6	54	62	27	4.5×7.0	97
#3640	10	9	7	59	68	29	5.5×8.5	91
#3641	11	10	8	59	69	28	6.0×9.0	91
#3642	12	11	9	60	71	28	6.5×10.0	93
#3643	13	12	10	66	78	31	7.0×10.5	86

包装単位:1本/箱



■ JAN⊐ード

14

#3636	4987720036365	#3640	4987720036402
#3637	4987720036372	#3641	4987720036419
#3638	4987720036389	#3642	4987720036426
#3639	4987720036396	#3643	4987720036433





スピーチカニューレ







承認番号 20400BZZ00417000 単回使用気管切開チューブ 管理医療機器(クラスⅡ) 単同使用医療機器

- 発声練習ができます。
- ●パイプは痰が付きにくいフッ素樹脂製です。
- ●フレームには柔らかなシリコーンを使用しています。
- ●フレームを左右45°程度まで回転させることができます。

ı	■ 仕様							単位mm
	製品番号	外径	内径	長さ	А	В	С	角度θ (°)
	#3400	5	4	46	50	23	2.0×4.5	95
	#3401	6	5	49	55	26	3.0×4.5	87
	#3402	7	6	52	59	28	3.5×5.0	82
	#3403	8	7	52	60	28	3.5×5.5	84
	#3404	9	8	54	62	27	4.5×7.0	97
	#3405	10	9	59	68	29	5.5×8.5	91
	#3406	11	10	59	69	28	6.0×9.0	91
	#3407	12	11	60	71	28	6.5×10.0	93
	#3408	13	12	66	78	31	7.0×10.5	86
							包装単位	立:1本/箱

内容 👇 本体(側孔付き) 💿 スピーチバルブ 🚱 綿テープ

■ JANコード

#3400	4987720034002
#3401	4987720034019
#3402	4987720034026
#3403	4987720034033
#3404	4987720034040

#3405	4987720034057
#3406	4987720034064
#3407	4987720034071
#3408	4987720034088









