コーケンネオブレス

NeoBreath

- ▶ カフ上部吸引ルーメンが内蔵されているため、パイプ部分の外側は凹凸が なく気管切開孔や粘膜への刺激が軽減されます。
- 低圧カフです。

滅菌済 造影剤入り

② 再使用禁止 ○ 薬液禁止 ○ 業次禁止

承認番号 20900BZZ00099000 特定保険医療材料

単回使用気管切開チューブ 管理医療機器(クラスⅡ) 単回使用医療機器

単管タイプ

- ●側孔や内筒のないベーシックなタイプです。
- ●人工呼吸器等で厳密な呼吸管理が必要な患者向きです。

■ 仕様							単位mm
製品番号	外径 (短径)	外径 (長径)	内径	長さ	А	角度θ (°)	カフ * 直径
#3271	8	9	6.5	50	59	90	15
#3272	9	10	7	61	70	90	17
#3273	10	11.5	8	61	73	90	20
#3274	11	12.5	8.5	62	73	90	22
#3275	12	13.5	9.5	64	77	90	24
#3276	13	14.5	10	65	78	90	26
						Ann State Add	Sh . a -h .com

包装単位:1本/箱






※カフ直径はカフ内圧が20mmhgの時

■ JANコード

#3271	4987720032718	#3274	4987720032749
#3272	4987720032725	#3275	4987720032756
#3273	4987720032732	#3276	4987720032763





複管タイプ

- ●内筒が付属していますので痰が多い患者向きです。
- ●側孔はありません。
- ●発声用バルブは接続できない安全設計です。

■ 仕様								単位mm
製品番号	外径 (短径)	外径 (長径)	内径	内筒 内径	長さ	А	角度θ (°)	カフ [∞] 直径
#3251	8	9	6.5	5	50	59	90	15
#3252	9	10	7	5.5	61	70	90	17
#3253	10	11.5	8	6.5	61	73	90	20
#3254	11	12.5	8.5	7	62	73	90	22
#3255	12	13.5	9.5	7.5	64	77	90	24
#3256	13	14.5	10	8.5	65	78	90	26
匀装单位:1木/箱								


内容 😚 本体 🥱 内筒 🦙 スタイレット 🧐 綿テープ ●人工呼吸器と接続した場合、内筒と外筒の隙間から若干の空気漏れがあるため、 厳密な呼吸管理には適しません。「単管タイプ」をお使いください。

- 1441- 17

※カフ直径はカフ内圧が20mmhgの時

■ JAIVJ- ト			
#3251	4987720032510	#3254	4987720032541
#3252	4987720032527	#3255	4987720032558
#3253	4987720032534	#3256	4987720032565





スピーチタイプ

- ●内筒とワンウェイバルブが付属しています。
- 発声練習ができます。

■ 仕様										単位mm
製品番号	外径 (短径)	外径 (長径)	内径	内筒 内径	長さ	А	В	С	角度θ (°)	カフ [®] 直径
#3261	8	9	6.5	5	50	59	20	2.3×7.7	90	15
#3262	9	10	7	5.5	61	70	25	2.7×8.8	90	17
#3263	10	11.5	8	6.5	61	73	25	3.0×9.5	90	20
#3264	11	12.5	8.5	7	62	73	25	3.1×10.5	90	22
#3265	12	13.5	9.5	7.5	64	77	26	3.4×11.2	90	24
#3266	13	14.5	10	8.5	65	78	26	3.5×12.3	90	26
	句荘単位:1末/第									

内容 句 本体 🥄 内筒 💿 ヷンウェイ 🖎 スタイレット 🦫 綿テープ


●人工呼吸器と接続した場合、内筒と外筒の隙間から若干の空気漏れがあるため、 厳密な呼吸管理には適しません。「単管タイプ」をお使いください。 ※カフ直径はカフ内圧が20mmhgの時

■ JAN⊐-ド

#3261	4987720032619	#3264	4987720032640
#3262	4987720032626	#3265	4987720032657
#3263	4987720032633	#3266	4987720032664









ダブルサクションタイプ

●カフ上部吸引と内部吸引の2つの吸引ラインがあります。

■ 仕様							単位mm
製品番号	外径 (短径)	外径 (長径)	内径	長さ	А	角度θ (°)	カフ * 直径
#3291	8	9	6.5	50	59	90	15
#3292	9	10	7	61	70	90	17
#3293	10	11.5	8	61	73	90	20
#3294	11	12.5	8.5	62	73	90	22
#3295	12	13.5	9.5	64	77	90	24
#3296	13	14.5	10	65	78	90	26
						勿社的	位・1 木 /築

内容 🗫 本体 📗 チューブ ※カフ直径はカフ内圧が20mmhgの時

- LVIAL	.L		
#3291	4987720032916	#3294	4987720032947
#3292	4987720032923	#3295	4987720032954
#3293	4987720032930	#3296	4987720032961

▶ スタイレット (2) 綿テープ



