

開口部レティナ (未滅菌)

 再使用禁止
  インソジン禁止
  紫外線禁止

承認番号 20900BZZ00437000 単回使用気管切開チューブ
 特定保険医療材料 管理医療機器(クラスII)
 単回使用医療機器

未滅菌

- 柔らかなシリコンを使用しています。
- パイプが気管の奥まで入らないため、異物感が軽微です。
- 装着時の首の回転、屈伸が容易にできます。
- 小型で目立ちにくく、長期間気管切開孔を保持するのに適しています。
- 分泌物や痂皮が付着しにくい性質を備えています。

仕様



単位mm

製品番号	外径	内径	長さ	A
#3650	7	5	8	25
#3651	7	5	10	25
#3652	7	5	12	25
#3653	7	5	14	25
#3654	7	5	16	25
#3655	7	5	18	25
#3680	7	5	20	25
#3681	7	5	22	25
#3656	9	7	10	27
#3657	9	7	12	27
#3658	9	7	14	27
#3659	9	7	16	27
#3660	9	7	18	27
#3661	9	7	20	27
#3662	9	7	22	27
#3682	9	7	24	27
#3683	9	7	26	27
#3684	9	7	28	27
#3663	11	9	12	29
#3664	11	9	14	29
#3665	11	9	16	29
#3666	11	9	18	29
#3667	11	9	20	29
#3668	11	9	22	29
#3669	11	9	24	29
#3670	11	9	26	29
#3685	11	9	28	29
#3686	11	9	30	29
#3687	11	9	32	29
#3671	13	11	12	31
#3672	13	11	14	31
#3673	13	11	16	31
#3674	13	11	18	31
#3675	13	11	20	31
#3676	13	11	22	31
#3677	13	11	24	31
#3678	13	11	26	31
#3679	13	11	28	31
#3688	13	11	30	31
#3689	13	11	32	31


包装単位:1個/箱

JANコード

#3650	4987720036501
#3651	4987720036518
#3652	4987720036525
#3653	4987720036532
#3654	4987720036549
#3655	4987720036556
#3680	4987720036808
#3681	4987720036815
#3656	4987720036563
#3657	4987720036570
#3658	4987720036587
#3659	4987720036594
#3660	4987720036600
#3661	4987720036617
#3662	4987720036624
#3682	4987720036822
#3683	4987720036839
#3684	4987720036846
#3663	4987720036631
#3664	4987720036648
#3665	4987720036655
#3666	4987720036662
#3667	4987720036679
#3668	4987720036686
#3669	4987720036693
#3670	4987720036709
#3685	4987720036853
#3686	4987720036860
#3687	4987720036877
#3671	4987720036716
#3672	4987720036723
#3673	4987720036730
#3674	4987720036747
#3675	4987720036754
#3676	4987720036761
#3677	4987720036778
#3678	4987720036785
#3679	4987720036792
#3688	4987720036884
#3689	4987720036891



開口部レティナ挿入時外観



開口部レティナを装着した状態

内容

 本体

滅菌方法

滅菌方法	滅菌条件
オートクレーブ滅菌	● 温度:121℃ ● 圧力:98kPa ● 作用時間:20分以上
E.O.G.滅菌	● ガス種類:エチレンオキシドガス10~30% ● 湿度:40~60RH% ● ガス濃度:500~800mg/L ● 圧力:58~137kPa ● 温度:40~60℃ ● 作用時間:4~6時間