

コーケンウェッジ

届出番号 13B1X00166000011
保険請求不可
チューブ取り外し用ウェッジ
一般医療機器

未滅菌

- うさぎの耳を差し込んで気管切開チューブと呼吸回路のコネクターをやさしく取り外します。

仕様

製品番号	A	B	C
#3355	71	45	9

単位mm
包装単位:5個/箱


JANコード

#3355 4987720033555

使用方法



※本品に薬液は使用せず、汚れた場合は水洗いしてください。



保険材料機能分類対照表

分類	機能分類(略称)	製品名	掲載ページ
038 気管切開後留置用チューブ (I医科点数表の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブまたはV歯科点数表の第2章第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 030 気管切開後留置用チューブまたはⅥ別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 009 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブでも請求できます。)	(1)一般型 ①カフ付き気管切開チューブ ア.カフ上部吸引機能あり i.一重管(気管切開・吸引あり・一重管)	コーケンマイスタープレス	P6
		コーケンマイスタープレスベーシック	P6
		コーケンドブルサククションカニューレ	P8
		コーケンネオプレス「単管タイプ」	P10
		コーケンネオプレス「ダブルサククションタイプ」	P11
	(1)一般型 ①カフ付き気管切開チューブ ア.カフ上部吸引機能あり ii.二重管(気管切開・吸引あり・二重管)	コーケンネオプレス「複管タイプ」	P10
		コーケンネオプレス「スピーチタイプ」	P11
	(1)一般型 ②カフなし気管切開チューブ (気管切開・カフなし)	コーケンPPカニューレ「単管」	P12
		コーケンPPカニューレ「複管」	P12
		コーケンPPカニューレ「スピーチ」	P13
		高研式気管カニューレ「単管」	P14
		高研式気管カニューレ「複管」	P14
		スピーチカニューレ	P15
		コーケンシリコンカニューレ	P18
		コーケンシリコンカニューレP型	P16
		シリコン製カニューレ「吉田式ストレートタイプ」	P18
	(3)保持用気管切開チューブ (気管切開・保持用)	レティナ	P20
		開口部レティナ(未滅菌)	P22
		ティチューブ(T-Tube)	P23

この表の分類番号は、Ⅱ医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く)及び、その材料価格に記載されている番号です。